



# herpatch aphthae

GEL ΓΙΑ ΑΦΘΕΣ & ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΕΛΚΗ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Herpatch Gel για Άφθες & Στοματικά Έλκη είναι ένα εύκολο στη χρήση gel, το οποίο σχηματίζει έναν ισχυρό φραγμό πάνω από το στοματικό έλκος προστατεύοντάς το από περαιτέρω ερεθισμό και βλάβη. Η προστατευτική αυτή μεμβράνη δημιουργεί ένα ιδανικό μικροπεριβάλλον, το οποίο επιτρέπει τη μείωση του πόνου λόγω του στοματικού έλκους και επιταχύνει τη διαδικασία επουλώσης. Η νέα σύνθεση του Herpatch Gel για Άφθες & Στοματικά Έλκη έχει ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες επιτρέποντας στο gel να παραμένει στη θέση του για μεγάλο διάστημα.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το Herpatch Gel για Άφθες & Στοματικά Έλκη έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία των στοματικών ελκών και/ή των μικρών πληγών του στοματικού βλεννογόνου.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από τη χρήση, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και ξεβγάλτε τα προσεκτικά.
- Πιέστε ώστε να βγει μία μικρή ποσότητα gel, σε μέγεθος σταγόνας πάνω στο δάκτυλό σας ή σε μία σπάτουλα και απλώστε προσεκτικά το gel πάνω στο στοματικό έλκος. Αποφύγετε την άμεση επαφή του σωληναρίου με τα στοματικά έλκη και/ή τις μικρές πληγές.
- Σχηματίζεται μία μεμβράνη που επιτρέπει την επουλώση και τη μείωση του πόνου.
- Μετά την εφαρμογή, περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να καταναλώσετε τρόφιμα και/ή ποτά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αρκετές φορές την ημέρα μέχρι το στοματικό έλκος να επουλωθεί εντελώς.
- Προσπαθήστε να μην ακουμπάτε με τη γλώσσα σας την περιοχή όπου εφαρμόστηκε το gel.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για στοματική χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τη θεραπεία των στοματικών ελκών και των μικρών πληγών μέσα στο στόμα.
- Η συνολική διάρκεια της θεραπείας μπορεί να είναι 4 εβδομάδες ή περισσότερο (σε περίπτωση μεγάλων ελκών).
- Εάν η εξέγκωση επιμένει, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Δε συνιστάται η χρήση του προϊόντος εάν έχετε αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά.
- Εάν είστε έγκυος και/ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, το προϊόν πρέπει να

χρησιμοποιείται με επίβλεψη. Σε παιδιά κάτω των 4 ετών συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

- Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία των στοματικών ελκών.
- Κατά την εφαρμογή του προϊόντος αποφύγετε την άμεση επαφή του σωληναρίου με τα στοματικά έλκη και/ή τις μικρές πληγές.
- Μην εφαρμόζετε το gel σε περισσότερα από 10 στοματικά έλκη ταυτόχρονα. Εάν έχετε περισσότερα στοματικά έλκη, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Αποφύγετε την κατάποση του προϊόντος.
- Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην ψύχετε.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή έχει ανοιχθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Μετά το άνοιγμα, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 6 μηνών.

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Paraffinum Liquidum, Carbomer, Calcium Carbonate, Magnesium stearate, Hydrated Silica, Aqua (and) Acrylates/Acrylamide Copolymer (and) Paraffinum Liquidum (and) Polysorbate-85, Aroma, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Potassium Acesulfame.

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle, Βέλγιο

## ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Πετσιάβας Α.Ε.

Αγ. Αναργύρων 21, 145 64 Κ.Κηφισιά – Αθήνα  
Τηλ. 210 6202301, Fax: 210 8077079  
email: otc@petsiavas.gr

## ΣΥΜΒΟΛΑ

- Παρτίδα
- ΛΗΞΗ
- Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης
- Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως
- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος

**CE**  
0197





# herpatch *aphthae*

## MOUTH ULCER GEL

### DESCRIPTION

herpatch MOUTH ULCER GEL is an easy to use gel which forms a strong barrier over the mouth ulcer to protect it from further irritation and damage. The protective film will create an ideal micro-environment, hereby reducing the pain caused by the mouth ulcer and stimulating the healing process. herpatch MOUTH ULCER GEL's new formula contains strong adhesive properties which will allow the gel to remain in place for a long period.

### INTENDED USE

herpatch MOUTH ULCER GEL is designed for the treatment of mouth ulcers and/or small wounds in the oral mucosa.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, wash your hands with soap and carefully rinse them off.
- Push a small amount of gel, the size of a drop, on your finger or a spatula and apply the gel carefully on the mouth ulcer. Avoid direct contact between the tube and mouth ulcers and/or small wounds.
- A healing and pain reducing barrier is formed.
- After application, wait for 30 minutes before eating and/or drinking.
- You can use the product several times a day until the mouth ulcer is completely healed.
- Try not to touch the applied area with your tongue.

### WARNINGS & PRECAUTIONS

- For oral use only.
- Use the product only for the treatment of mouth ulcers and small wounds in the mouth.
- The entire treatment could last up to 4 weeks or more (in the case of major ulcers).
- If ulceration persists, it is advised to consult a professional.
- The use of the product is inadvisable if you have allergic reactions to one of the ingredients.
- Consult a professional if you are pregnant and/or breastfeeding.
- For children between the age of 4-12, the product needs to be used under supervision. For children less than 4 years consult a professional before using the product. Keep out of reach of children.

- Do not use the product when using other medication for the treatment of mouth ulcers.
- When applying the product, avoid direct contact between the tube & mouth ulcers and/or small wounds.
- Do not treat > 10 mouth ulcers at the same time. In case you suffer of more, please consult a professional.
- Avoid swallowing the product.
- Store the product in a dry, cool place away from heat and direct sunlight.
- Do not refrigerate.
- Do not use if packaging is damaged or opened.
- Do not use after the expiry date. Once opened, it's advised to use the product within 6 months.

### INGREDIENTS

Paraffinum Liquidum, Carbomer, Calcium Carbonate, Magnesium stearate, Hydrated Silica, Aqua (and) Acrylates/Acrylamide Copolymer (and) Paraffinum Liquidum (and) Polysorbate-85, Aroma, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Potassium Acesulfame.






### MANUFACTURER

Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle, Belgium

### DISTRIBUTOR

Πετσιάβας Α.Ε.  
Αγ. Αναργύρων 21, 145 64 Κ.Κηφισιά – Αθήνα  
Τηλ. 210 6202301, Fax: 210 8077079  
email: otc@petsiavas.gr

### SYMBOLS

-  batch number
-  expiry date
-  read the instructions for use
-  keep away from sunlight
-  store in a dry, cool place

CE  
0197

