

herpatch herpes

ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟ ΕΡΠΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Ορός Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα είναι μία καινοτόμος και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του επιχειλίου έρπητα γρήγορα και εύκολα. Χάρη στο εύκολο στη χρήση σωληνάριό του, ο ορός μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στην προσβεβλημένη περιοχή. Κατά την εφαρμογή, ο λευκός ορός ενεργοποιείται, δημιουργώντας ένα διάφανο επίθεμα πάνω από την πληγή. Τη δράση αυτή θα την παρατηρήσετε αμέσως. Εκτός από το ότι προλαμβάνει την ξηρότητα του δέρματος, αυτή η φυσική ασπίδα κάνει επίσης τον επιχειλίιο έρπητα σχεδόν άορατο. Θα είναι λιγότερο αντιληπτός και η δυσφορία που μπορεί να αισθάνεστε όταν εμφανίσετε επεισόδιο θα μειωθεί. Η βελτιωμένη σύνθεση του Ορού Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα περιέχει ενεργό οξυγόνο, το οποίο τεκμηριωμένα αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας συστατικό, το οποίο επιταχύνει τη διαδικασία της επουλωσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο Ορός Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σε μορφή ορού που σχηματίζει μεμβράνη, το οποίο ενδείκνυται για την απευαισθητοποίηση και την επούλωση του επιχειλίου έρπητα, σχηματίζοντας ένα μηχανικό φραγμό που επιτρέπει τη θεραπεία στο μικροπεριβάλλον του προσβεβλημένου δέρματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Πλύνετε ή ξεβγάλετε την προσβεβλημένη περιοχή.
- Απλώστε απαλά τον ορό που σχηματίζει μεμβράνη πάνω στον επιχειλίιο έρπητα ώστε να καλύψει καλά όλες τις πληγές και λίγο από το υγιές δέρμα που τις περιβάλλει.
- Έπειτα από λίγα λεπτά, ο λευκός ορός σχηματίζει μία προστατευτική και διάφανη μεμβράνη πάνω από τον επιχειλίιο έρπητα.
- Ο ορός μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου, αν χρειάζεται, ανά 3-4 ώρες μέχρις ότου ο επιχειλίιος έρπητας επουλωθεί εντελώς. Η μεμβράνη μπορεί να αφαιρεθεί, εάν χρειάζεται, με ζεστό νερό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ορό Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα σε οποιοδήποτε στάδιο του επεισοδίου. Συστήνεται ωστόσο να εφαρμόζεται με την πρώτη ένδειξη του επεισοδίου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα από τον Ορό Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα σε κάθε εφαρμογή. Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη που έχει σχηματιστεί πάνω στον επιχειλίιο έρπητα χωρίς να την έχετε πρώτα υγράνει με ζεστό νερό, επειδή διαφορετικά μπορεί να σχιστεί η πληγή του επιχειλίου έρπητα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα του προϊόντος από τα χέρια σας με ζεστό νερό. Εάν ο επιχειλίιος έρπητας και/ή τα συμπτώματα επιμένουν έπειτα από 12 ημέρες συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία υγείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε ανοσοκαταστολή. Αποφύγετε την κατάποση του προϊόντος. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε μέσα στο στόμα, στα μάτια, στους βλεννογόνους ή για τη θεραπεία του έρπητα των γεννητικών οργάνων. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία υγείας πριν από τη χρήση. Δε συνιστάται η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς επίβλεψη. Για παιδιά κάτω των

4 ετών συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, το προϊόν δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν εμφανιστούν τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας ή δυσφορία στην περιοχή της εφαρμογής, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να διακόπτεται. Τα άτομα με υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν. Συνιστάται να μη μοιράζεστε το προϊόν με άλλα άτομα, λόγω πιθανής μόλυνσης. Αποφύγετε την επαφή του υγρού της πληγής του έρπητα με το απλικατέρ του Ορού Herpatch για τον Επιχειλίιο Έρπητα. Εάν το υγρό της πληγής έρθει σε επαφή με το απλικατέρ, καθαρίστε το απλικατέρ με μία πετσέτα. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 3 μηνών. Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Φυλάξτε μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης και φωτιά. Μην ψύχετε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Aqua, Alcohol denat., Styrene/Acrylate Copolymer, Polyvinyl Alcohol, Glycerin, Beta-glucan, Glycerin (and) Water (and) Perfluorodecalin (and) Simmondsia Chinensis (Joboba) Seed Oil (and) Sacrose Palmitate (and) Glycosphingolipids (and) Xanthan Gum (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate, Porphyridium Polysaccharide, Zinc Sulfate.






ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΕΡΠΗΤΑ

- Μην αγγίζετε τον επιχειλίιο έρπητα λόγω του κινδύνου επέκτασης της μόλυνσης και σε άλλες περιοχές.
- Σε περίπτωση που αγγίζετε τον επιχειλίιο έρπητα, πλύνετε τα χέρια σας.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια σας.
- Μεινέτε μακριά από νεογέννητα βρέφη.
- Μη μοιράζεστε οποιοδήποτε αντικείμενο που ενδέχεται να μολυνθεί με σάλιο (οδοντοβούρτσα, ποτήρι, ...).
- Αποφύγετε την έντονη σωματική επαφή.
- Αποφύγετε την έκθεση στην UV ακτινοβολία.
- Θα πρέπει να συστήνεται στα άτομα με ιδιαίτερα σοβαρή λοίμωξη επιχειλίου έρπητα και/ή εάν η λοίμωξη εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές του δέρματος να ζητούν ιατρική βοήθεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Sylphar NV - Xavier De Cocklaan 24, 9831 Deurle, Βέλγιο

ΣΥΜΒΟΛΑ

-  Παρτίδα
-  ΛΗΞΗ
-  Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης
-  Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως
-  Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος

CE
0197



herpatch

herpes

COLD SORE SERUM

DESCRIPTION

Herpatch Cold Sore Serum is the innovative and effective way to treat your cold sore symptoms quickly and easily. Thanks to the easy-to-use tube, the serum can be applied directly to the affected area. Upon application the white serum will be activated and form a transparent patch over the wound. You will notice the effect instantly. Besides protecting the skin from drying out, this physical shield also helps to make the cold sore largely invisible. It will be less perceptible, while reducing the discomfort you may experience when having an outbreak. Herpatch Cold Sore Serum's improved formula contains active oxygen, which is a proven critical element for speeding up the healing process.

INTENDED USE

Herpatch Cold Sore Serum is a medical device in the form of a filmforming serum with the intended use of desensitizing and healing cold sores by forming a mechanical barrier and thereby managing the micro-environment of the injured skin.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, make sure that your hands are clean and dry.
- Wash or rinse the affected area.
- Gently apply the film forming Serum on the cold sore so that it adequately covers all lesions and a margin of healthy skin surrounding them.
- After a few minutes the white serum forms a protective and transparent film over the cold sore.
- The Serum can be reapplied, if necessary, every 3-4 hours until the cold sore is completely healed. The film can be removed, if necessary, with warm water.
- You can use Herpatch Cold Sore Serum at any stage of the outbreak. However, we suggest applying it at first sign of an outbreak.

PRECAUTIONS

Only use a small amount of Herpatch Cold Sore Serum for each application. Do not peel off the film formed on the cold sore without first moisturizing the film with warm water; otherwise this could tear open the cold sore. Use warm water to remove residue of the product from your hands.

If the cold sore and/or the symptoms persist(s) after 12 days consult a healthcare professional. Do not use the product when suffering from immunosuppression. Avoid swallowing the product. For external use only. Do not use inside the mouth, eyes, on mucous membranes or for treatment of genital herpes. If you are pregnant or breast feeding, consult a healthcare professional before using. Not recommended for children under the age of 12 without supervision. For children less than 4 years consult a healthcare professional before using the product. Keep out of reach of children. If the packaging has been damaged, the product should not be used. If local hypersensitivity reactions or discomfort on the application site appear, the use of the product should be discontinued. Individuals who

are hypersensitive to one of the ingredients should not use the product. It's advised not to share the product with other individuals as contamination could be possible. Avoid that liquid leaking from a cold sore comes in contact with the Herpatch Cold Sore Serum applicator. In the event that some fluid comes into contact with the applicator, clean the applicator with a tissue. After opening, the product needs to be used within 3 months. Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight. Keep away from heat, sparks and open fire. Do not refrigerate.

INGREDIENTS

Aqua, Alcohol denat., Styrene/Acrylate Copolymer, Polyvinyl Alcohol, Glycerin, Beta-glucan, Glycerin (and) Water (and) Perfluorodecalin (and) Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (and) Sucrose Palmate (and) Glycosphingolipids (and) Xanthan Gum (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate, Porphyridium Polysaccharide, Zinc Sulfate.






GENERAL PRECAUTIONS DURING THE OUTBREAK OF A COLD SORE

- Do not touch the cold sore due to the risk of further infection of other areas.
- In the event that the cold sore has been touched, wash your hands.
- Avoid touching the eyes.
- Keep away from new born babies.
- Do not share anything which may be contaminated with saliva (toothbrush, glass, ...).
- Avoid intense physical contact.
- Avoid UV exposure.
- People with particularly severe Herpes labialis (cold sore) infection and/or if the infection spreads to other skin areas should be encouraged to seek medical advice.

MANUFACTURER

Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 24, 9831 Deurle, Belgium
www.herpatch.com

SYMBOLS

-  batch number
-  expiry date
-  read the instructions for use
-  keep away from sunlight
-  store in a dry, cool place

CE
0197

